



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Deep Well-Platte 96 Well unsteril, stapelbar, 1.2 ml, PP, Low profile

179,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stapelbare Deep Well-Platten zählen zu den wichtigsten Komponenten in der Zellkultur mit vielen

Anwendungsmöglichkeiten:

Kultivierung von Mikroorganismen, Extraktion von Nukleinsäuren und Proteinen, Probenlagerung oder Screening-Untersuchungen.

- DNA-frei, DNase & RNase-frei
- Temperaturbereich von -80 bis 121°C
- beständig gegen DMSO

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1516
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5226
EAN	4058072208738
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.2 ml
steril	Nein
Multitestplatten Eigenschaften	alphanumerisch codiert
Anzahl Kavitäten	96
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Form Boden	U-Form (rund)
Form Kavitäten	rund
Profil	Low Profile
Typ Kavitätenrand	kein Rand (flach)
Typ Platte	Deep Well-Platten
Typ Rahmen MTP	ohne Rahmen

