



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Pipettenspitzen, Deepwell plate 96/2000µl, Normalpackung, Standard, weiß, 20 Platten

Sonderangebot

**150,00 €**

Normalpreis

**200,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



# Beschreibung

Deepwell Plate 96/2000 µL, Wells klar, 2.000 µL, PCR clean, weiß, 20 Platten (5 Beutel × 4 Platten) – OptiTrack® matrix: bis zu 30 % schnellere Probenfindung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung – RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für maximale Probenrückgewinnung und ausgezeichnete Mischeigenschaften – Minimales Restvolumen und hohe Homogenität von Well zu Well – Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing – Einfach und zuverlässig stapelbar – g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 6.000 × g für schnellere Protokolle und verbesserte Probenqualität – Hochwertiges Polypropylen für eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen – Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide – Stoffe, die Bioassays negativ beeinflussen können – Autoklavierbar (121 °C, 20 min) – Mit Barcode erhältlich. Weitere Informationen siehe: (URL: <https://www.eppendorf.com/barcode>)[[www.eppendorf.com/barcode](https://www.eppendorf.com/barcode)]

# Zusätzliche Informationen

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Art.-Nr.              | VB-0493        |
| Hersteller (Marke)    | Eppendorf      |
| EAN                   | 4058072187156  |
| Transporttemperatur   | Raumtemperatur |
| Farbe                 | Weiß           |
| Volumen               | 2000 µl        |
| Anzahl Kavitäten      | 96             |
| Flüssigkeitsverhalten | hydrophob      |

