



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Deepwell plate 96/2000µl, Großpackung, Steril, weiß

Sonderangebot

636,00 €

Normalpreis

848,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Deepwell Plate 96/2000 µL, Wells klar, 2.000 µL, sterile, weiß, 80 Platten (10 Beutel × 8 Platten) – OptiTrack® matrix: bis zu 30 % schnellere Probenfindung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung – RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für maximale Probenrückgewinnung und ausgezeichnete Mischeigenschaften – Minimales Restvolumen und hohe Homogenität von Well zu Well – Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing – Einfach und zuverlässig stapelbar – g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 6.000 × g für schnellere Protokolle und verbesserte Probenqualität – Hochwertiges Polypropylen für eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen – Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide – Stoffe, die Bioassays negativ beeinflussen können – Autoklavierbar (121 °C, 20 min) – Mit Barcode erhältlich. Weitere Informationen siehe: (URL: <https://www.eppendorf.com/barcode>)[www.eppendorf.com/barcode]

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0523
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072168698
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Volumen	2000 µl
Anzahl Kavitäten	96
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob

