



Eppendorf Plates®-Deckel, sterile, 80Stück

Artikelbilder



Beschreibung

Eppendorf Plates®-Deckel, für MTP und DWP, sterile, 80 Stück (5 Beutel × 16 Stück) - Storage Film- und Foil-Klebeverschlüsse für einfaches und zuverlässiges Verschließen bei der Probenlagerung - Heat Sealing Film und Folie für dauerhafte Versiegelung und ausgezeichneten Verdunstungsschutz - Foil-Produkte bestehen aus Aluminium, sind durchstechbar und schützen lichtempfindliche Proben - Film-Produkte sind transparent und schützen vor ungewolltem Durchstechen - Eppendorf Plate Lid: Stabiler, flexibler Schutz der Proben bei der Kurzzeitlegerung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0453
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072406721
Bruttogewicht	1.862
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.67600 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.46000 m
steril	Ja
Verpackungshöhe	0.16000 m
Verpackungstiefe	0.14000 m
Verpackungsvolumen	11000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

