



## Thermo Scientific Transparente Immuno Standardmodule

### Artikelbilder

### Beschreibung

Transparente Immuno Standardmodule Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung. BreakApart: Abbrechbare Streifen Bindungseigenschaft: Hydrophob Boden: Flach Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert für die Adsorption von IgG; CV von <math>\leq 5\%</math> zwischen Wells Format: Streifenplatte Deckel: Mit Deckel Nachweisverfahren: Kolorimetrisch Array: 2 x 8 Verpackung: 80 Packungen, 320 Kartons Binding Type: Adsorption Produkttyp: Mikrotiterplattenstreifen Volumen (metrisch) Well: 400  $\mu$ l Anzahl Wells: 16 Oberflächenbehandlung: MaxiSorp Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 320 Anzahl pro Packung: 80 Plattenblockierung: Keine Menge: 320 Stück/Karton Zielmolekül: Lipide Wellformat: F16 (2 x 8 Wells) Unit Size: Case of 320

### Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0854
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900469914
EAN	4058072981181
Bruttogewicht	2.59
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Dänemark
Volumen	350 $\mu$ l
Verpackungsvolumen	0.01000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Form Boden	F-Form (flach)

