



Thermo Scientific Transparente Immuno Standardmodule

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Immuno Standardmodule Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung. BreakApart: Abbrechbare Streifen Bindungseigenschaft: Hydrophil Boden: Flach Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert für die Adsorption von IgG; CV von $\pm 5\%$ zwischen Wells Format: Standard Nachweisverfahren: Kolorimetrisch Array: 1 x 8 Verpackung: 640 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplattenstreifen Anzahl Wells: 8 Oberflächenbehandlung: MaxiSorp Wellform: Rund Anzahl pro Karton: 640 Anzahl pro Packung: 160 Plattenblockierung: Keine Menge: 640/Packung Zielmolekül: Antikörper (Glykoproteine) Wellformat: F8 Unit Size: Case of 640

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0856
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900469949
EAN	4058072174507
Bruttogewicht	2.56
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	Dänemark
Volumen	350 μ l
Verpackungsvolumen	0.01000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Form Boden	F-Form (flach)

