



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific 250mL Conical Centrifuge Tube

110,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

250mL Conical Centrifuge Tube Mehr Kapazität für Ihre größeren Proben. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang zum Pipettieren, Dekantieren und Entfernen des Pellets nach der Zentrifugation. Kapazität (metrisch): 250 ml
Anzahl pro Karton: 40 Form: Konisch Typ: Zentrifugenröhrchen Max. Kraft: 10000 × g Unit Size: Case of,40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FE-0766
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	104337814
EAN	4066292514713
Bruttogewicht	2.33
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	250 ml
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.02900000 ccm
Zolltarifnummer	39233010

