



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Autoanalyser-Cup 3,5 ml, f. Olympus, 1000 St./Pack

27,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

aus Polystyrol, transparent, für die gängigsten Autosamplern.
1000 Stück je Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1272
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072063764
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	15 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	3.5 ml
Höhe	49 mm
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-20 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	für die 1xVerwendung
Boden außen	konisch. mit Standring
Typ Rand	Bördelrand
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	starkwandig

