



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® FIOLAX® Reagenzglas mit Bördelrand, 16 x 160 mm, 25 ml

43,02 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Fiolax® Borosilikatglas Reagenzglas, 25 ml, 16 x 160 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durch geführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dünnwandig und somit unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel und lokale Erhitzung Der Bördelrand erleichtert das Ausgießen Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen kleiner Mengen, Vorproben, Aufbewahrung von kleinen Flüssigkeitsmengen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1945
Reg. Markenzeichen	FIOLAX ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112611021
EAN	4058072177119
Hersteller EAN	4032051037625
Bruttogewicht	0.011
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	16 mm
Nettogewicht	0.01000 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	25 ml
steril	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsvolumen	0.00456800 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Länge	160 mm

