



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss Case of 24 13.700 x G

151,40 € Ab
121,84 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss Zentrifugieren Sie mit diesen mit einem Dichtungsverschluss ausgestatteten PPCO-Zentrifugenflaschen große Volumina biologischer und chemischer Proben bei geringer bis mittlerer Geschwindigkeit. Kapazität (metrisch): 450 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,9 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 500 ml Closure Included: Ja Autoklavierbar: Ja Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Dichtungsverschlusseinheit mit Silikondichtung Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,27 in. Max. Kraft: 13.700 x G Länge (angloamerikanisch): 2,735 in. Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,735 in. Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0976
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731412
EAN	4058072169664
Bruttogewicht	2
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	500 ml
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.03400000 ccm
Zolltarifnummer	39233010

