



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reagenzröhrchen 12 ml, rund, 100 x 16 mm, 2000 St./Pack

**114,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reagenz- und Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen.

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Laborarbeiten, runder Boden, hohe thermische und mechanische Belastbarkeit, hohe Beständigkeit gegen organische und anorganische Reagenzien, autoklavierbar bei 121°C/2,1 bar.

Material:

Polypropylen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1650
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072066253
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	16 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	12 ml
steril	Nein
Höhe	100 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-20 °C
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Boden außen	rund
Typ Rand	gerader Rand
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	normal

