




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Reagenzglas für Aufsatz 6 ml, NS 14/23

**7,93 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Reagenzgläser mit NS-Schliff für Zerstäuberaufsätze.

Zur Anwendung in der Dünnschichtchromatographie und zum Zerstäuben von Sprühreagenzien.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1437
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3440
EAN	4058072311766
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	6 ml
Normschliff Hülse	14/23
Typ Rand	Normschliff
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	normal

