



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hecht Reagenzgläser AR-Glas, 11,6 mm Ø, 75 mm lg., 200 St./Pack

Sonderangebot

12,60 €


Normalpreis

14,43 € Ab

11,41 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

AR-Glas® (Sodaglas)
Original Hecht-ASSISTENT
Starkwandig, ca. 0,7 mm
Runder Boden, glatter Rand.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WQ-2396
Hersteller (Marke)	Hecht
alte neoLab ArtikelNr.	E-2406
EAN	4058072443740
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11,6 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	5 ml
Höhe	75 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	mit besonderer mechanischer Belastbarkeit mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Boden außen	rund
Typ Rand	gerader Rand
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	starkwandig

