



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hecht Reagenzgläser AR-Glas, 15,25 mm Ø, 100 mm lg., 100 St./Pack

Sonderangebot

**10,70 €**


Normalpreis

**12,51 €** Ab

**9,89 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

AR-Glas® (Sodaglas)  
Original Hecht-ASSISTENT  
Starkwandig, ca. 0,7 mm  
Runder Boden, glatter Rand.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	WQ-2403
Hersteller (Marke)	Hecht
alte neoLab ArtikelNr.	E-2413
EAN	4058072443764
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	15,25 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	12 ml
Höhe	100 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	mit besonderer mechanischer Belastbarkeit mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Boden außen	rund
Typ Rand	gerader Rand
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	starkwandig

