



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rundbodenglas mit Normschliff, mit
Graduierung und PE-Stopfen, Hülse NS 14/23, T
0,5 ml**

**253,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reagenzgläser mit Normschliff, mit Graduierung

Rundbodenglas mit NS-Hülse, mit PE-Stopfen, Beschriftung mit kontrastreicher Emailfarbe.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1625
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3628
EAN	4058072313630
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	19 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	30 ml
steril	Nein
Höhe	220 mm
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	graduirt
Boden außen	rund
Normschliff Hülse	14/23
Typ Rand	Normschliff
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	normal

