



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rundbodenglas mit Normschliff, ohne
Graduierung, mit Sechskant-Glas-Stopfen,
Hülse, Ø 16 x H. 100 mm**

**66,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Reagenzgläser, mit Normschliff, ohne Graduierung
Rundbodenglas mit NS-Hülse, mit Sechskant-Hohlstopfen aus Glas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1608
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3611
EAN	4058072313463
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	16 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	12 ml
steril	Nein
Höhe	100 mm
Boden außen	rund
Normschliff Hülse	14/23
Typ Rand	Normschliff
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	normal

