



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rundbodenglas mit Normschliff, ohne
Graduierung, mit Sechskant-Glas-Stopfen, Ø 22
x H. 150 mm**

**117,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Reagenzgläser, mit Normschliff, ohne Graduierung
Rundbodenglas mit NS-Hülse, mit Sechskant-Hohlstopfen aus Glas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1613
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3616
EAN	4058072313517
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	22 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	30 ml
steril	Nein
Höhe	150 mm
Boden außen	rund
Normschliff Hülse	19/26
Typ Rand	Normschliff
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen
Wandstärke	normal

