



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Röhrchen 1.2 ml, palettiert, PP, Rack mit 96 einzelnen Röhrchen, unsteril

115,85 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die autoklavierbaren Röhrchen können vielseitig im Labor angewendet werden, gleichgültig ob zur PCR, EIA, Lagerung oder zum Transport.

Die Fläschchen sind bis -80°C einfrierbar.

Die Deckel aus PE eignen sich nicht zum autoklavieren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2281
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5238
EAN	4058072214906
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	9 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.2 ml
steril	Nein
Höhe	45 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	rund
Boden innen	rund
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße

