



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Protein LoBind Tubes, Protein LoBind, 0,5 mL, PCR clean, farblos, 100 Tubes (2 Beutel × 50 Tubes)

**15,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Bei der Lagerung oder Inkubation von biologischen Proben in Standard-Reaktionsgefäßen können innerhalb von 24 Stunden über 90 % der Probe durch Bindung an die Kunststoffoberfläche verloren gehen. Eppendorf LoBind Tubes maximieren die Probenrückgewinnung, indem sie Probenbindung an die Oberfläche erheblich verringern. Ein spezieller Zwei-Komponenten-Polymermix erzeugt eine hydrophile Oberfläche, die für optimierte Rückgewinnungsraten wertvoller Proben sorgt. Protein LoBind Tubes sind speziell für den Einsatz bei sensitiven Testmethoden in der Proteomik oder in der Proteinforschung konzipiert und ermöglichen hier oft deutlich bessere Analyseergebnisse.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-0287
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	296908094
EAN	4058072173159
Bruttogewicht	0.12
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.10800 kg
Farbe	transparent (klar)
Volumen	0.5 ml
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.07000 m
Verpackungstiefe	0.11000 m
Verpackungsvolumen	2000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Boden innen	konisch
Reinheitsgrad	Protein LoBind®
zentrifugierbar bis	18000 g

