



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Tubes, Protein LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, farblos, 500Tubes

53,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Protein LoBind Tubes, Protein LoBind®, 1,5 mL, PCR clean, farblos, 1 Beutel × 500 Tubes – Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse – Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren – Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren – Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrottestplatte und Deepwell-Platte erhältlich – Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2726
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072672140
Bruttogewicht	0.66
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.60000 kg
Farbe	transparent (klar)
Volumen	1.5 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
Boden innen	konisch
Reinheitsgrad	Protein LoBind®
zentrifugierbar bis	18000 g

