



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Röhren 1.2 ml, palettiert, PP, 8er Strips Röhren, unsteril, lose

**71,75 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die autoklavierbaren Röhrchen können vielseitig im Labor angewendet werden, gleichgültig ob zur PCR, EIA, Lagerung oder zum Transport.

Die Fläschchen sind bis -80°C einfrierbar.

Die Deckel aus PE eignen sich nicht zum autoklavieren.

Abmessungen der Röhrchen:

- Außendurchmesser: 8.8 mm
- Höhe: 45 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BN-2284
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5241
EAN	4058072214937
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	9 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.2 ml
steril	Nein
Höhe	45 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	rund
Boden innen	rund
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße

