



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Reaktionsgefäße mit Deckelverriegelung, 0,5 ml, farblos, VE: 500 St

27,98 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit Deckel und Deckelverriegelung. Mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens, Frei von RNase, DNase und Endotoxinen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2147
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-6815
EAN	4058072213718
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	10 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.5 ml
steril	Nein
Höhe	30 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar mit Verschluss/Deckel graduiert RNase-frei DNase-frei
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	30000 g

