



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reaktionsgefäße, Protein LoBind Tubes®, 1,5ml, PCR clean

11,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Protein LoBind® Tubes, Protein LoBind®,

- Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren
- Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrotestplatte und Deepwell-Platte erhältlich
- Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0288
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072170899
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.5 ml
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	PCR Clean
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank

