



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reaktionsgefäße, Protein LoBind Tubes, 2,0ml, PCR clean

18,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Protein LoBind® Tubes, Protein LoBind®,

- Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren
- Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrottestplatte und Deepwell-Platte erhältlich
- Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung

Zusätzliche Informationen

| | |
|---|----------------|
| Art.-Nr. | VB-0289 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| EAN | 4058072405557 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Volumen | 2 ml |
| Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften | PCR Clean |
| geeignet für Kühlung in | Kühlschrank |

