



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml, farblos, 500 Stück

Sonderangebot

**37,28 €**

Normalpreis

**49,70 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

### **Eppendorf Safe Lock Tubes aus PP in verschiedenen Farben und Qualitätssufen.**

Der Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen.

Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 30.000 x g.

Mattierter Deckel und Außenseite zum Beschriften.

Anwendungstemperatur von -86°C bis 100°C.

Autoklavierbar in geöffnetem Zustand.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0319
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2313
EAN	4058072188320
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	8 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.5 ml
steril	Nein
Höhe	30 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-86 °C
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel graduiert
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
zentrifugierbar bis	30000 g

