



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Safe-Lock Reaktionsgefäße 0,5 ml, blau, mit Deckel, 500 Stück

Sonderangebot

49,35 €

Normalpreis

65,80 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Eppendorf Safe Lock Tubes aus PP in verschiedenen Farben und Qualitätssufen.

Der Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen.

Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 30.000 x g.

Mattierter Deckel und Außenseite zum Beschriften.

Anwendungstemperatur von -86°C bis 100°C.

Autoklavierbar in geöffnetem Zustand.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | VB-0322 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| alte neoLab ArtikelNr. | E-2328 |
| EAN | 4058072169282 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Durchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Volumen | 0.5 ml |
| steril | Nein |
| Höhe | 30 mm |
| Typ Verschluss/ Deckel | Push-on/Steckverschluss |
| TBST MAX | 100 °C |
| TBST MIN | -86 °C |
| Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften | zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel graduiert |
| Boden außen | konisch |
| Boden innen | konisch |
| Reinheitsgrad | Eppendorf Quality™ |
| Verschluss-/ Deckeigenschaften | geschlossen (anhängend) |
| geeignet für Kühlung in | Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer |
| Typ Röhrchen/ Mikrogefäß | Reaktionsgefäße |
| zentrifugierbar bis | 30000 g |

