



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Safe-Lock Reaktionsgefäße biopur 1,5 ml, steril, einzeln verpackt, 100 Stück

Sonderangebot

26,10 €

Normalpreis

34,80 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Eppendorf Safe Lock Tubes aus PP in verschiedenen Farben und Qualitätssufen. Der Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen. Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 30.000 x g. Mattierter Deckel und Außenseite zum Beschriften. Anwendungstemperatur von -86°C bis 100°C. Autoklavierbar in geöffnetem Zustand.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0326
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2314
EAN	4058072172558
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Ja
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel graduiert RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Reinheitsgrad	Biopur®
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-86 °C
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
zentrifugierbar bis	30000 g

