



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Safe-Lock Reaktionsgefäße PCR- clean, 1,5 ml, 1000 Stück

Sonderangebot

**41,25 €**

Normalpreis

**55,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Eppendorf Safe Lock Tubes aus PP in verschiedenen Farben und Qualitätssufen. Der Klappdeckel verhindert ungewolltes Aufspringen. Zentrifugationsbeständigkeit bis zu 30.000 x g. Mattierter Deckel und Außenseite zum Beschriften. Anwendungstemperatur von -86°C bis 100°C. Autoklavierbar in geöffnetem Zustand.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0349
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2320
EAN	4058072405885
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-86 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel graduier RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Reinheitsgrad	PCR clean
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	30000 g

