



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Reaktionsgefäße, Tubes 3810X, 1,5ml, farblos

**44,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL, g-Safe® Zentrifugationsbeständigkeit, Eppendorf Quality™, farblos, 1.000 Stück – Der Gefäßdeckel lässt sich für eine ergonomische Bedienung leicht öffnen und schließen – Polypropylen sorgt für eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und Temperaturextreme – g-Safe®: Die außergewöhnliche Zentrifugationsbeständigkeit von bis zu 30.000 × g verhindert Gefäßbruch. Das vermeidet Probenverluste und sorgt bei Arbeiten mit gefährlichen Proben zusätzlich für Sicherheit – Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide – Stoffe, die aus Kunststoff-Verbrauchsmaterialien nachweislich in die Probe gelangen und die Ergebnisse von Bioassays negativ beeinflussen können – Graduierung für die visuelle Kontrolle des pipettierten Volumens – Deckel und Außenseite mattiert für einfaches Beschriften – Verlässlich funktionsfähig zwischen -86 °C und 100 °C – Im geöffneten Zustand autoklavierbar (121 °C, 20 min) – Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-0369
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072170691
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	1.5 ml

