



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Reaktionsgefäße, Protein LoBind, Tubes 5,0ml mit Schraubdeckel, PCR clean

**99,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

Protein LoBind® Tubes, Protein LoBind®, 5,0 mL, mit Schraubdeckel, PCR clean, farblos, 200 Tubes (2 Beutel × 100 Tubes)  
- Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse -  
Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren -  
Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren - Zum  
problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrottestplatte und Deepwell-Platte erhältlich - Präzise Deckeldichtung  
für minimierte Probenverdunstung

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2418
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072154929
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	5 ml
Reinheitsgrad	PCR clean

