



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Tubes 5 ml

45,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Dieses Reaktionsgefäß ist eine praktische Alternative im Volumenbereich von 2 bis 5 ml.

Mit angehängtem Klappdeckel und konischer Bodenform. Einfache Handhabung mit geringem Kontaminationsrisiko.

Zentrifugierstabilität von bis zu 25.000 x g

Für Standardanwendungen, wie Pipettieren, Zentrifugieren, Mischen, Temperieren und Lagerung geeignet.

Material: Polypropylen, ohne Weichmacher und Biozide.

Unterverpackt in 2 x 100 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0293
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1857
EAN	4058072405571
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	17 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	5 ml
steril	Nein
Höhe	60 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-86 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduiert
Boden außen	konisch. spitz
Boden innen	konisch. spitz
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße

