




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reaktionsgefäße, Tubes® 5,0ml, Sterile, 200 Stk

55,80 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit Schnappdeckel, 5,0 mL, sterile, farblos, 200 Tubes (10 Beutel × 20 Tubes) – Ergonomische Bedienung: Schnappdeckel – einfache, praktische und ergonomische Einhandbedienung. Schraubdeckel – abgeflachte, gerillte Seiten bieten optimale Griffbarkeit und anwenderfreundliche Benutzung. n- Großer Betriebstemperaturbereich: Gefäße mit Schraubdeckel -86 °C – 100 °C. Schnappdeckel-Gefäße: -86 °C – 80 °C (bei Verwendung der Klammer ? 100 °C) – Material: Besonders hochwertiges und klares Polypropylen, frei von Weichmachern, Bioziden oder Entformungshilfen für verlässliche Versuchsergebnisse – Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in den chargengeprüften und zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile und Eppendorf Biopur®. – Sichere Zentrifugation: Hohe Sicherheit und Stabilität bei Zentrifugation bis 25.000 × g. Schnelle und effiziente Protokolle. – Konische Form: Kompatibel mit Zubehör für konische 15-mL-Gefäße – viele vorhandene Adapter und Racks können genutzt werden. – Probenrückgewinnung: 5,0-mL-Gefäße mit Schnappdeckel werden für maximale Rückgewinnung wertvoller Proben in Eppendorf LoBind®-Material angeboten – Ambrafarbene Variante für lichtempfindliche Proben erhältlich

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|-------------------------|
| Art.-Nr. | VB-0297 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| EAN | 4058072172565 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Volumen | 5 ml |
| steril | Ja |
| Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel |
| Boden außen | konisch. spitz |
| Boden innen | konisch. spitz |
| Verschluss-/ Deckeigenschaften | geschlossen (anhängend) |

