



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Tubes 5.0 ml mit Schraubdeckel, PCR clean, 200 Stk

65,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Eppendorf Tubes 5.0 ml eignen sich optimal für Ihre Anforderungen im Labor. Ob Zentrifugieren, Inkubieren, Lagern oder andere Anwendungen – die Eppendorf 5.0 ml-Tubes bieten die ideale Lösung für die Probenbearbeitung im unteren und mittleren Volumenbereich.

Alle Vorteile im Überblick:

- Die hohe g-safe[®] Stabilität ermöglicht sicheres & schnelles Zentrifugieren.
- Der neue Schraubdeckel kombiniert eine anwenderfreundliche Handhabung mit einer ausgezeichneten Verschlussicherheit.
- Höchste Probenintegrität, da keine Entformungshilfen, Weichmacher oder Biozide in der Herstellung verwendet werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0344
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2031
EAN	4058072162535
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	17 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	5 ml
steril	Nein
Höhe	60 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-86 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduier RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Boden außen	konisch. spitz
Boden innen	konisch. spitz
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

