



## Thermo Scientific Mikrotiterröhrchen und -gestelle

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Mikrotiterröhrchen und -gestelle Diese Steckleisten aus Polyethylen für den Einsatz mit 1.2 ml-MCT-Mikrotitergestellen dienen zum festen Abdichten von Mikrotiterröhrchen zur ordnungsgemäßen Lagerung. Material: Polyethylen (Stopfen) Typ: Microtiter  
Zertifizierung/Konformität: Zertifiziert frei von RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA. Farbe: Naturfarben Beschreibung: 1.2 ml-Mikrotiterröhrchen-Roboter-Rack, steril Volumen (metrisch): 1.2 ml Menge: 96 Röhrchen/Rack, 10 Racks/Einheit, 5 Einheiten/Karton Produktlinie: Thermo Scientific®; Unit Size: Case of 4800

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-3198
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292493629
Bruttogewicht	6.81
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.04000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

