



Thermo Scientific Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, 1.2 ml

Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen

Artikelbilder

Beschreibung

Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, 1.2 ml Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, LDPE non-autoklavierbar, 8 Deckelstreifen, steril
Verschließen Sie die 1.2 ml Mikrotiterröhrchen mit diesen Polyethylen-Steckerleisten fest für die Lagerung. Autoklavierbar: Nicht
autoklavierbar Beschreibung: 1.2 ml-Microtiter-Röhrchen 8 Verschluss-Streifen Farbe: Naturfarben Verpackung: 10 versiegelte Beutel
mit 8 Verschluss-Streifen/Einheit, 5 Einheiten/Karton Typ: 8er-Deckelstreifen Zur Verwendung mit (Geräte): Steckerleisten Unit Size:
Case of 600

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3023
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292491878
Bruttogewicht	0.992
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.01000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

