



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PCR-Reaktionsgefäß PP, natur, 0,2 ml, VE: 1000 St./Pack

Sonderangebot

34,00 €

Normalpreis

51,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

neoLab-PCR-Reaktionsgefäß PP

- geeignet für quantitative PCR
- RNase, DNase und pyrogenfrei
- dünnwandiges Produkt begünstigt schnellen und gleichmäßigen Wärmetransfer
- Herstellung unter Reinraumbedingungen
- hydrophobe Oberfläche
- sehr klarer Werkstoff aus 99,9% PP
- biologisch inertes Material
- keine Schädigung / Kontaminierung der Proben durch Kunststoff
- fester Deckelhalt unter Hitzeeinwirkung
- flache Deckel sind durchstechbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5103
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072077525
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.2 ml
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel DNA-frei
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	PCR-Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	gewölbt
zentrifugierbar bis	14000 g

