



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PCR-Tubes 0,2 ml, 8er Strips mit Cap, transparent, unsteril, 125 Stck./Pack

Sonderangebot

114,21 €

Normalpreis

137,60 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Für alle gängigen PCR-Analyser in 8 x 12er Anordnung.

Hochwertige Reaktionsgefäße mit gleichmäßig feiner Wandstärke, für einen schnellen und gleichmäßigen Wärmetransfer.

Mit dicht schließenden Deckelkappen.

Einzelne Gefäße können leicht abgenommen werden.

RNase- und DNase-frei.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1980
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072075217
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.2 ml
steril	Ja
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss Verschluss-Strip
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Anzahl Tubes	8
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	gewölbt separat
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	PCR-Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	2000 g

