



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® PCR 8er-Streifen, 0,2 ml Normalprofil, klar, mit gewölbten Deckeln

Sonderangebot

**85,30 €**

Normalpreis

**107,30 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Diese transparenten 8er PCR-Reaktionsgefäße aus PP mit Verschluss haben ein Normalprofil und nehmen ein Volumen von maximal 0.3 ml auf (Arbeitsvolumen = 0.2 ml). Durch ihre dünne Wand sorgen die Gefäße für einen optimalen Wärmeaustausch. Alle Gefäße sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

## Zusätzliche Informationen

---

|  |  |
|--|--|
| Art.-Nr.                                       | 7-5207   |
| Hersteller (Marke)                             | neoLab   |
| EAN  | 4058072041397  |
| Transporttemperatur                            | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C                       | Ja   |
| Farbe  | transparent (milchig)  |
| Material                                       | Polypropylen (PP)  |
| Volumen  | 0.2 ml   |
| steril   | Nein   |
| Typ Verschluss/ Deckel                         | Push-on/Steckverschluss Verschluss-Strip   |
| Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften | zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel RNase-frei DNase-frei DNA-frei |
| Anzahl Tubes                                   | 8  |
| Typ Röhrchen/ Mikrogefäß                       | PCR-Reaktionsgefäße  |
| Verschluss-/ Deckeleigenschaften               | gewölbt separat  |
| zentrifugierbar bis                            | 2000 g   |

