



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® PCR 8er-Streifen, 0,2 ml Normalprofil, klar, mit flachen Deckeln

Sonderangebot


**65,60 €**

Normalpreis

**82,50 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Diese transparenten 8er PCR-Reaktionsgefäße aus PP mit Verschluss haben ein Normalprofil und nehmen ein Volumen von maximal 0.3 ml auf (Arbeitsvolumen = 0.2 ml). Durch ihre dünne Wand sorgen die Gefäße für einen optimalen Wärmeaustausch. Die Gefäße mit flachem Deckel sind auch für Realtime-PCR geeignet.

Alle Gefäße sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-5208
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292691698
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.2 ml
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss Verschluss-Strip
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Anzahl Tubes	8
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	PCR-Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	flach separat
zentrifugierbar bis	2000 g

