



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand PCR 8er-Streifen, 0,2 ml Normalprofil, klar, mit anhängenden gewölbten Deckeln (Strip)

Sonderangebot

103,00 €

Normalpreis

140,75 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Diese transparenten 8er PCR-Reaktionsgefäße aus PP mit Verschluss haben ein Normalprofil und nehmen ein Volumen von maximal 0.3 ml auf (Arbeitsvolumen = 0.2 ml). Durch ihre dünne Wand sorgen die Gefäße für einen optimalen Wärmeaustausch. Alle Gefäße sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2239
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5221
EAN	4058072214531
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.2 ml
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss Verschluss-Strip
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Anzahl Tubes	8
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	gewölbt geschlossen (anhängend)
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	PCR-Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	2000 g

