



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PCR Einzelröhrchen, 0,2 ml, klar, mit gewölbtem Deckel

Sonderangebot

52,90 €

Normalpreis

66,60 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Dieses transparenten PCR-Reaktionsgefäß aus PP mit Verschluss hat ein Normalprofil und nimmt ein Volumen von maximal 0.3 ml auf (Arbeitsvolumen = 0.2 ml). Durch ihre dünne Wand sorgt das Gefäß für einen optimalen Wärmeaustausch. Das Gefäß mit flachem Deckel ist auch für Realtime-PCR geeignet.

Alle Gefäße sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5211
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041434
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	0.2 ml
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar pyrogenfrei mit Verschluss/Deckel RNase-frei DNase-frei DNA-frei
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	PCR-Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	gewölbt geschlossen (anhängend)
zentrifugierbar bis	2000 g

