



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Reaktionsgefäß, kugelförmig, mit
Laborflansch LF 100, 6.000 ml Inhalt, Außen-Ø
236 mm, Höhe ca. 285 mm**

**392,07 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mit Laborflansch LF, ohne Teilung, mit Rille Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1670
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3673
EAN	4058072314088
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	236 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	6 l
Form	kugelförmig
Höhe	285 mm
Laborplanschliff	100
Typ Glasgefäß	Reaktionsgefäß kugelförmig
Typ Schliff	Laborplanschliff

