



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Reaktionsgefäß, kugelförmig, mit  
Entleerungsventil, mit Laborflansch LF 60, 250  
ml Inhalt, Außen-Ø 85 mm, Höhe ca. 220 mm,  
Ventil 10 mm**

**589,47 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Mit Laborflansch LF, ohne Teilung, mit Rille Gefertigt aus DURAN® Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1698
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3701
EAN	4058072314361
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	85 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	0.25 l
Form	kugelförmig
Höhe	220 mm
Laborplanschliff	60
Typ Glasgefäß	Reaktionsgefäß kugelförmig
Typ Schliff	Laborplanschliff
Typ Ventil	Ventil mit PTFE Kolben

