



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Reaktionsgefäß, kugelförmig, mit
Entleerungsventil, mit Laborflansch LF 150, 6.000
ml Inhalt, Außen-Ø 236 mm, Höhe ca. 385 mm,
Ventil 10 mm**

**954,11 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Mit Laborflansch LF, ohne Teilung, mit Rille Gefertigt aus DURAN® Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1706
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3709
EAN	4058072314446
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	236 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	6 l
Form	kugelförmig
Höhe	385 mm
Laborplanschliff	150
Typ Glasgefäß	Reaktionsgefäß kugelförmig
Typ Schliff	Laborplanschliff
Typ Ventil	Ventil mit PTFE Kolben

