



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Reaktionsgefäß, zylindrisch, mit  
Entleerungsventil, mit Laborflansch LF 150,  
10.000 ml Inhalt, Außen-/Innen-Ø 250/240 mm,  
Höhe ca. 520 mm, Ventil 20 mm**

**1.781,54 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Mit Laborflansch LF, mit Teilung und Rille. Runder Boden; gefertigt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1693
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3696
EAN	4058072314316
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	250 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	10 l
Form	zylindrisch
Höhe	520 mm
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	graduiert
Farbe Graduierung	schwarz
Laborplanschliff	150
Typ Glasgefäß	Reaktionsgefäß zylindrisch
Typ Schliff	Laborplanschliff
Typ Ventil	Ventil mit PTFE Kolben

