




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Reaktionsgefäß, zylindrisch, mit
Laborflansch LF 100, 250 ml Inhalt, Außen-
/Innen-Ø 105/99 mm, Höhe ca. 130 mm, mit
flachem Boden**

**227,89 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Mit Laborflansch LF, mit Teilung und Rille. Flacher Boden. Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1629
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3632
EAN	4058072313678
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	105 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	0.25 l
Form	zylindrisch
Höhe	130 mm
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	graduiert
Farbe Graduierung	schwarz
Laborplanschliff	100
Typ Glasgefäß	Reaktionsgefäß zylindrisch
Typ Schliff	Laborplanschliff

