




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Reaktionsgefäß, zylindrisch, mit  
Laborflansch LF 60, 500 ml Inhalt, Außen-  
/Innen-Ø 65/60,6 mm, Höhe ca. 220 mm, mit  
rundem Boden**

**185,95 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Mit Laborflansch LF, mit Teilung und Rille. Runder Boden; gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1646
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3649
EAN	4058072313845
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	60 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	0.5 l
Form	zylindrisch halbrund
Höhe	220 mm
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	graduiert
Farbe Graduierung	schwarz
Laborplanschliff	60
Typ Glasgefäß	Reaktionsgefäß zylindrisch
Typ Schliff	Laborplanschliff

