



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reaktionsgefäße 1,5 ml, mit Originalitätsverschluss 500 Stk/Pack, rot

Sonderangebot

25,00 €

Normalpreis

37,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reaktionsgefäße mit Originalitätsverschluss für sensible Proben, z.B. in der Gerichtsmedizin.

Bei Probenvorbereitung ist sichergestellt, dass der Inhalt des Reaktionsgefäßes schon bearbeitet wurde, wenn der Deckel geschlossen und der Originalitätsverschluss unversehrt ist.

Einsetzbar bei -180°C bis $+121^{\circ}\text{C}$. Zentrifugierbar bis 20.000 RZB.

Material PP mit sehr geringer Adhäsion, Beschriftungsfeld.

Graduiert bei 0,1, 0,5, 1 und 1,5 ml.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4131
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038991
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss Originalitätsverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-85 °C
Reaktion Gefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduier
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
zentrifugierbar bis	15000 g

