



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reaktionsgefäße schwarz, 1,5 ml, 500 St./Pack

32,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schwarze Reaktionsgefäße aus PP

Zur Lagerung von lichtempfindlichen Proben und für andere Anwendungen mit lichtgeschützter Lagerung.

Das Gefäß mit 1,5 ml ist graduiert bei 0,1, 0,5, 1,0 und 1,5 ml.

Konisch zulaufend, temperaturbeständig von -80°C bis $+121^{\circ}\text{C}$.

Zentrifugierbar bis 15.000 x g.

Material: PP, autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-7590
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041670
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-80 °C
Reaktionsgefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld graduier für lichtempfindliche Proben
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	15000 g

