



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reaktionsgefäße 1,5 ml, konisch, mit Verschluss, 500 St./Pack

137,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Reaktionsgefäße aus Polypropylen, konisch.

Mit Schraubkappe und EPR-Dichtring (=Ethylen-Propylen-Gummi) für sicheren, leckagefreien Verschluss. Grifftrand leicht geriffelt zum leichteren Öffnen, besonders, wenn Handschuhe getragen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1940
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018535
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	11 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1.5 ml
steril	Nein
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-196 °C
Reaktiongefäße und Reagenzgläser Eigenschaften	zentrifugierbar oberflächenoptimiert mit Verschluss/Deckel mit Dichtung als Kryoröhrchen verwendbar
Boden außen	konisch
Boden innen	konisch
Material Dichtung / Septum	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Kryoröhrchen Reaktionsgefäße
zentrifugierbar bis	20000 g

